

JADE o'activ +

Additif mouillant pour le linge

Additif pour le lavage du linge.

Mélange de tensioactifs non ioniques à fort pouvoir dégraissant.

Son pouvoir mouillant assure une meilleure pénétration de la lessive dans les fibres du textile.

Son pouvoir émulsionnant des corps gras permet l'élimination des souillures grasses.

Evite l'utilisation d'une lessive spéciale. Supprime dans beaucoup de cas le prélavage.

Peut s'utiliser en trempage ou en additif des lessives. Ce produit n'est ni toxique, ni inflammable.

→ Données techniques :

Aspect :	pH :	Densité :
liquide limpide incolore	8,1	1,03

→ Mode d'emploi :

Procéder à un trempage du linge très souillé pendant 3 à 5 minutes en eau froide ou tiède (dosage de 1 g/kg de linge sec) puis laver en machine avec une lessive courante.

Peut également s'utiliser à 20 g/kg de linge sec pendant 15 minutes pour une opération de lavage.

Procéder auparavant à un trempage en eau claire pendant 3 à 5 minutes.


Dans le cas de taches récalcitrantes, apposer le produit directement sur la tache avant lavage en machine.

→ Précautions :

Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.

Procéder à un essai préalable sur les couleurs fragiles. Stocker à l'abri du gel.

Bien respecter les températures maximales de lavage en fonction du textile à laver.

Ne pas laver en machine les articles portant le symbole : 

→ Caractéristiques :

Nocif en cas d'ingestion ; risque de lésions oculaires graves selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.

Biodégradabilité finale en aérobie d'au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 01 69 79 90 60 pour le personnel médical.

→ Emballage :

Carton de 4 bidons de 5 Kg, bidon de 60 Kg.

04/10/07 Ind. 2