



# ***JADE rinçage***

## Liquide de rinçage concentré

*Produit liquide destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors de son passage en machine.  
Permet l'élimination de toutes les traces blanches et rend à la vaisselle toute sa brillance.  
Facilite l'égouttage et le séchage de la vaisselle.  
Efficace en eau dure.*

### → Données techniques :

Aspect :	pH :	Densité :
liquide limpide vert	2,2	1,03

### → Mode d'emploi :

- Machines ménagères : verser le produit dans le bac de remplissage prévu à cet effet, vérifier le niveau régulièrement et refaire le plein si nécessaire.
- Machines avec pompe de dosage : positionner le tuyau de la pompe dans le bidon et régler le dosage de 0,3 à 1 g/litre d'eau.

Température de rinçage entre 80 et 90°C.

### → Précautions :

Eviter les projections oculaires.

### → Caractéristiques :

Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.

Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Biodégradabilité finale en aérobie d'au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 01 69 79 90 60 pour le personnel médical.

### → Emballage :

Carton de 4 bidons de 5 litres, bidon de 20 litres, bidon de 60 litres.

05/01/07 Ind. 1