

SANICID® 5 PARFUME

SANICID® 5 PARFUME est un **détergent-désinfectant concentré** destiné au **nettoyage** et à la **désinfection par contact** des **équipements de blocs opératoires, dispositifs médicaux non invasifs**.

SANICID® 5 PARFUME est également utilisé pour le **nettoyage** et la **désinfection** des **surfaces générales** (sols, murs, surfaces, mobiliers, sanitaires)

SANICID® 5 PARFUME laisse une **odeur fraîche et agréable**.

ACTIVITES

| Activité bactéricide | durée | température | concentration |
|---|-------|-------------|---------------|
| NF EN 1040 | 5 mn | 20°C | 0.25% |
| NF EN 1276 conditions de saleté – Pseudomonas aeruginosa | 15 mn | 20°C | 2% |
| NF T 72-151 - spectre 5 | 5 mn | 20°C | 1% |
| NF T 72-171 eau dure – spectre 4 | 5 mn | 21°C | 2% |
| Activité fongicide | | | |
| NF EN 1275 | 60 mn | 20°C | 4% |
| NF T 72-201- Penicillium verrucosum, Cladosporium cladosporioides et Candida albicans | 15 mn | 20°C | 0.25% |
| NF T 72-201- Absidia corymbifera | 15 mn | 20°C | 6% |
| Activité virucide | | | |
| NF T 72-180 – Poliovirus, Herpès virus | 15 mn | 37°C | 2% |
| Méthode non normalisée – Hépatite B | 5 mn | 20°C | 3% |

COMPOSITION

- PEROXYDES STABILISES
- AMMONIUMS QUATERNAIRES (CHLORURE DE BENZALKONIUM)
- HUILES ESSENTIELLES DE PIN
- TENSIOACTIFS NON IONIQUES

CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : Liquide
- **Odeur** : Résineux
- **Couleur** : Ambre
- **pH pur** : 9,6±0,5
- **Conservation** : à l'abri de la lumière à une température supérieure à 4°C
- **pH** dilué à 0,25 % : 8,1±0,5
dilué à 1 % : 9,1±0,5
- **Incompatibilité** : ne pas mélanger avec des produits anioniques et chlorés
- **Péremption** : 4 ans

TOXICOLOGIE

- ❖ DL 50 : 8,30 ml/Kg < DL 50 < 12,5 ml/Kg
- ❖ Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.
- ❖ Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'usages répétés.

Fabricant :

CHIMIOTECHNIC INDUSTRIE - 9, rue Marx Dormoy - BP 9 - 69631 VENISSIEUX CEDEX
Tél : 04.78.78.48.48 - Télécopie : 04.78.78 48 70

INDICATIONS

SANICID® 5 PARFUME est destiné à la **désinfection** des sols, surfaces, murs, mobiliers, sanitaires.
SANICID® 5 PARFUME présente des propriétés détergentes.

SANICID® 5 PARFUME est utilisé dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, cabinets de chirurgie dentaire et médicaux, industries, en collectivités ...

PROTOCOLE D'UTILISATION

En entretien courant, **SANICID® 5 PARFUME** s'utilise dilué à 0,25 % (une dose de 20 ml ou la quantité de produit délivré par la pompe doseuse dans 8 litres d'eau froide ou tiède).
En cas de souillures importantes, la concentration peut être augmentée jusqu'à 1 %.

Utiliser en essuyage humide ou lavage pour les sols, cloisons, surfaces, mobilier, plans de travail et sanitaire.

En cas de lavage, il convient de laisser agir le produit quelques minutes avant d'évacuer l'émulsion (aspirateur à eau, balai Faubert, etc.)

Il n'est pas nécessaire de rincer.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Cf. Fiche de Données de Sécurité

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Ne pas avaler.

Rincer à l'eau claire en cas de projection sur les muqueuses.

PRESENTATION

922830

922870

922800

922791

doses de 20 ml
flacon doseur 1 litre
bidon de 5 litres
bidon de 20 kg



Fabricant :

CHIMIOTECHNIC INDUSTRIE - 9, rue Marx Dormoy - BP 9 - 69631 VENISSIEUX CEDEX
Tél : 04.78.78.48.48 - Télécopie : 04.78.78 48 70